



ADAPTADOR PIRAMIDAL MACHO

INSTRUCCIONES DE USO

1217&1227T



1217A



1217S



1217T



1217T-B



1227T

1. DESCRIPCION Y APLICACIONES

Este adaptador es exclusivamente para colocaciones de prótesis de extremidades inferiores.

Conecta cualquier sistema de pirámides a un adaptador de 4 orificios

La Pirámide 1217 de 4 orificios incluye un orificio a través de la pirámide, mientras que la 1227T

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFERENCIA	MATERIAL	ALTURA MONTAJE	PESO COMPONENTE	PESO MAX USUARIO
1217A	ALUMINIO	11 mm	81 g	158 kg
1217S	ACERO	8 mm	111 g	136 kg
1217T	TITANIO	8 mm	70 g	170 kg
1217T-B	TITANIO	8 mm	70 g	170 kg
1227T	TITANIO	8 mm	73 g	170 kg

* Par de apriete recomendado: Siempre aprieta en cruz los tornillos de alineación

* Par de apriete del tornillo de alineación M8: (Titanio/Acero inoxidable/Aluminio): 10 Nm

* Fijador de roscas: Aplica Loctite una vez que la alineación y la conexión estén finalizadas

3. Seguridad y Medio Ambiente

Rango de temperatura: Entre -20°C y 80°C (-4°F a 176°F).



Enjuagar con agua limpia si se expone a líquidos salados, clorados o potencialmente corrosivos.

Almacenamiento: Guardar a temperatura ambiente; evitar ambientes húmedos, muy calientes o extremadamente fríos.

Garantía: 2 años, siempre que se use según **MD** ito sin modificaciones y únicamente por el usuario original.
No reutilizar en otra prótesis.

Conformidad: Este producto cumple con los requisitos del Consejo de la UE 2017/745 (MDR) para productos médicos. Este producto ha sido clasificado como un producto de clase I según los criterios de clasificación indicados en el anexo IX de las directrices. Por favor, guarda este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

1217_1227 IFU REV. B (7-21-2026)

Specifications subject to change.



CORPORATE OFFICE
2691 Saturn Street | Brea, CA 92821
Tel: (714) 524-0663 | Fax: (714) 364-8113


ST&G CORPORATION
Rm. 911 43, Yangsan-ro
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea



MDSS GmbH
Schiffgraben 41 | 30175 Hannover, Germany